


**Tools Required:**


- Standard size Phillips head screwdriver

**Assembly Instructions****Step 1: Assemble Backrest**


Place one L-shaped backrest support tube into the groove of the back of one of the white plastic seat panels so that the red arrow points up and is not covered. Attach tube to seat panel by inserting a 1½" screw through a washer and through the tube into each of the two holes on one side of the back of the seat panel. Repeat for the second L-shaped tube.

**Step 2: Position Legs**


With second plastic seat panel upside-down, place leg "1" into groove "1" so that the number "1" marks are next to each other. Then place leg "2", over leg "1" so that the number "2" marks are next to each other.

**Step 3: Attach Legs**

Insert a 1½" screw through a washer into the center hole of the legs and seat. Tighten several turns.

**Step 4: Attach Backrest**

With seat still upside-down, place assembled backrest over seat assembly. Insert remaining four "2" screws through washers, backrest support tubes and legs into the bottom of the plastic seat panel. Tighten all five screws fully. Test seat. Retighten as needed.

**Step 5: Adjust Leg Height (DN7030)**

Push in button on leg, slide leg to desired height and allow button to pop out and lock leg in place. Repeat for each leg, making sure all four are adjusted to the same height.

**Cleaning instructions:**


Wipe clean with a soft, damp cloth. Detergents and cleansers may harm the finish of this product.

**Herramientas Necesarias:**


- Destornillador estándar Philips

**Instrucciones para el ensamblado****1er paso: Arme el respaldo**


Coloque uno de los tubos de soporte del respaldo en forma de L en la ranura de la parte posterior de uno de los paneles de plástico blanco del asiento de manera que la flecha roja apunte hacia arriba y sea visible. Junte el tubo con el panel del asiento colocando un tornillo de 1½" a través de una arandela y a través del tubo en cada uno de los dos agujeros a un lado del panel posterior del asiento. Repita la operación con el segundo tubo en forma de L.

**2do paso: Ajuste la posición de las patas**


Con el segundo panel de plástico volteado boca arriba coloque la pata A1 en la ranura A1 de manera que las marcas con el número A1 se encuentren cercanas unas a otras. Coloque la pata A2 en la ranura A2 sobre la pata A1 de manera que las marcas con el número A2 se encuentren cercanas unas a otras.

**3er paso: Ajuste las patas**

Coloque un tornillo de 1½" a través de una arandela dentro del agujero central de las patas y el asiento. Ajuste en varias vueltas.

**4to paso: Coloque el respaldo**

Con el asiento volteado boca arriba coloque el respaldo armado sobre el asiento armado. Coloque los cuatro tornillos de 2" que le quedan a través de las arandelas, los tubos de soporte del respaldo y las patas al fondo del panel de plástico del asiento. Ajuste los cinco tornillos al máximo. Pruebe el asiento. Reajuste si es necesario.

**5to paso: Ajuste la altura de las patas (DN7030)**

Presione el botón de la pata hacia adentro, coloque la pata a la altura deseada y deje que el botón salte y trabaje la pata en posición. Repita esto con cada pata, asegurándose que las cuatro patas se encuentren a la misma altura.

**Instrucciones para la limpieza:**

Límpelo con un paño suave y húmedo. Los detergentes y productos limpiadores pueden afectar el acabado de este producto.


## Outils Nécessaires:

- Tournevis à tête cruciforme Philips standard

## Directives d'assemblage


### Étape 1: assemblez le dossier

Insérez un tube de l'un des supports en L dans la rainure située à l'arrière de l'un des panneaux de siège de plastique blanc, de façon à ce que la flèche rouge soit dirigée vers le haut et non dissimulée. Fixez le tube au panneau du siège en insérant une vis 1 po 1/2 dans une rondelle, puis dans le tube, et ce, pour les deux ouvertures situées sur l'un des côtés du panneau du siège. Répétez l'opération pour l'autre tube de support en L.




### Étape 2: positionnez les pieds

Le deuxième panneau du siège de plastique étant tourné vers le bas, placez le pied A1 dans la rainure A1, de façon à ce que les deux repères A1 soient placés l'un à côté de l'autre. Ensuite, placez le pied A2 dans la rainure A2, sur le pied A1 de façon à ce que les deux repères A2 soient placés l'un à côté de l'autre.




### Étape 3: fixez les pieds

Insérez une vis 1 po 1/2 dans une rondelle, puis dans l'ouverture centrale du pied et du siège. Serrez en faisant plusieurs tours.



### Étape 4: fixez le dossier

En gardant le siège tourné vers le bas, placez le dossier assemblé sur le siège monté. Insérez les quatre vis 2 po restantes dans les rondelles, dans les tubes de support du dossier, dans les pieds, puis dans les bas du panneau du siège en plastique. Serrez bien les cinq vis. Essayez le siège. Serrez au besoin.



### Étape 5: ajustez la hauteur des pieds (DN7030)

Appuyez sur le bouton de l'un des pieds et faites-le glisser jusqu'à la hauteur désirée. Relâchez le bouton, ce qui a pour effet de bloquer le pied en place. Répétez cette opération pour chaque pied, en vous assurant que tous les pieds sont réglés à la même hauteur.



### Directives d'entretien:

Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux humide. Les détergents et les nettoyants peuvent endommager le fini de ce produit.

FOR QUESTIONS OR ASSISTANCE WITH INSTALLATION, CONTACT CSI AT 1-800-882-0116.

SI TIENE PREGUNTAS O NECESITA AYUDA PARA REALIZAR LA INSTALACION, CONTACTESE CON CSI, AL 1-800-882-0116.

POUR TOUTE QUESTION OU DE L'AIDE AVEC L'INSTALLATION, CONTACTEZ CSI AU 1-800-882-0116.

Home Care is a registered trademark of Home Care Tim-BR-MART, licensed to Moen Incorporated. / Home Care es una marca registrada de Home Care Tim-BR-MART, cuyo uso fue autorizado a Moen Incorporated. / Home Care est une marque déposée de Home Care Tim-BR-Mart et Moen incorporée en est un utilisateur autorisé.

www.homecare.moen.com



MOEN  
INNOVATIVE DESIGNS  
for independent living



## Assembly Instructions

Fits inside all standard size tubs

## Instrucciones para el ensamblado

Cabe en todas las bañeras de tamaño estándar

## Directives d'assemblage


Convient à toutes les baignoires standard

DN7030

## Adjustable Tub & Shower Chair

## Silla ajustable para la bañera y la ducha

## Chaise réglable de douche et la baignoire



Dimensions: Adjustable height from 14" to 21"

20" wide x 12" deep x 16" high (seat)

Dimensiones: Altura ajustable de 14" a 21"

(355 a 533mm)

20" (505mm) de ancho x 12" (300mm) de

profundidad x 14" (356mm) de alto (asiento)

Dimensiones: Hauteur réglable de 14" à 21"

(356 à 533mm)

20 po (505mm) de large x 12 po (300mm)

de profond x 14" à 21po (356 à 533mm) de

hauts (siège)

### WARNING

This product has a maximum user weight of 250lbs. Do not jump or stand on this seat. Contact CSI immediately at 1-800-882-0116 if any components are damaged or missing. Making substitutions or modifying this product in any way will void your warranty. CSI assumes no liability for any damage or injury caused by improper assembly, installation or use of this product.

### ADVERTENCIA

Este producto soporta un peso máximo de 250 libra (113 kg). No salte o se pare sobre el asiento. Llame al servicio de atención al cliente de CSI al 1-800-882-0116 inmediatamente si cualquiera de los componentes está dañado o falta. El hacer sustituciones o modificar este producto en cualquier forma anulará su garantía. CSI no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño o lesión causada por ensamblado, instalación o uso inadecuados de este producto.

### AVERTISSEMENT

Ce produit convient aux personnes d'un poids maximal de 250lb (113kg). Ne sautez pas et ne vous tenez pas debout sur le siège. Communiquez immédiatement avec le service à la clientèle CSI au 1-800-882-0116 si l'une ou l'autre des parties de ce siège est manquante ou défectueuse. Tout remplacement et toute modification d'une partie de ce siège et ce, de quelque façon que ce soit, entraîne l'annulation de la garantie. CSI n'assume aucune responsabilité à l'égard des dommages ou des blessures découlant de l'assemblage inadéquat ou encore, de l'installation ou de l'utilisation non appropriées de ce produit.